

Edgar Wagnier

MINIMO-PENDEL UND WIDERSTANDS-APPARATE NACH DECARO, HANNOVER



Rec. may 1913

**GESELLSCHAFT FÜR DEN BAU
MEDICO-MECHANISCHER APPARATE
G-M-B-H
HANNOVER**

hukuh



22102380437

MINIMO

PENDEL- UND WIDERSTANDSAPPARATE

NACH DR. CARO ✧ HANNOVER



VIELFACH DURCH DEUTSCHES REICHS-
✧ GEBRAUCHSMUSTER GESCHÜTZT ✧
MEHRFACHE DEUTSCHE REICHSPATENTE ANGEMELDET
AUSLANDSPATENTE

DRUCK VON
A. MOLLING & COMP., K.-G.
HANNOVER-BERLIN




30380

Q. 2. 1. 1

3088987

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Coll.	welMOMec
Call	
No.	WE



An dem großen Aufschwunge, den die ärztliche Wissenschaft, das ärztliche Können in der letzten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts erreicht haben, haben neben der exakten wissenschaftlichen Beobachtung und Beurteilung der Krankheitsfälle vor allem die Erfolge der therapeutischen Bestrebungen großen Anteil. Den Erfolgen, die der Chirurg durch die gefahrlose Entfernung der Krankheitsherde, der innere Mediziner durch seine chemischen physiologischen Behandlungen gezeitigt hat, reihen sich die Bestrebungen der physikalischen, besonders **mechanischen Heilmethode** gleichwertig an. Sie haben seit langen Jahrzehnten Bürgerrechte in der Medizin erworben; besonders die Erfolge der **Mechanotherapie** sind bei aller kritischen Beurteilung durchaus unbestritten.

Trotz dieser allseitigen Anerkennung, trotz der so großen Anzahl der günstigen Beeinflussungen der Erkrankung, haben die mechanotherapeutischen Bestrebungen doch nicht allgemeine Verwendung gefunden und finden können, weil die Gelegenheit zur medico-mechanischen Behandlung an einzelne Zentren, an einzelne große Institute in den großen Städten gebannt war. Die mit der Einrichtung, der Miete für die großen Säle, auch der Unterhaltung verbundenen Kosten waren einer allgemeinen Ausbreitung der Methode hinderlich und beschränkten die Behandlung auf die wohlhabenden Kreise. Einen größeren Aktionsradius gewannen die mechanotherapeutischen Bestrebungen, als die gesetzlichen Faktoren für Arbeiterfürsorge, besonders die Berufsgenossenschaften, die großen Vorteile für Verletzte und Entschädigungspflichtige erkannten, als die großen, mit reichen Fonds dotierten Krankenhäuser diese Behandlungsmethode sich zu eigen machten.

Gleichwohl ist auch heute nur ein kleiner Kreis von Ärzten in der Lage, die mechanotherapeutische Behandlung seinen Patienten angedeihen zu lassen. Entweder muß der Arzt die Patienten den großen Instituten überweisen oder sie ohne die Wohltaten der medico-mechanischen Behandlung lassen.

Diesem Übelstande sollen die Minimo-Pendelapparate abhelfen.

Sie zeichnen sich durch **außerordentliche Preiswürdigkeit** aus und haben vor allem den gewiß nicht zu unterschätzenden Vorteil, **allergeringsten Raum** zu

beanspruchen. Es ist auf diese Weise jedes Krankenhaus, auch das kleinste auf dem Lande, in die Lage versetzt, sich ein medico-mechanisches Institut einzurichten und zu unterhalten. Jeder Chirurg oder Orthopäde, jeder Arzt, der genügendes Interesse dafür hat, kann mit geringen Ausgaben sich ein eigenes medico-mechanisches Institut zulegen und seine Patienten sich erhalten. Vor allem können die mechanotherapeutischen Bestrebungen zu einer Zeit der Behandlung einsetzen, in der sie die allergrößten Erfolge zeitigen, d. i. die **Einleitung des medico-mechanischen Verfahrens zur allerfrühesten Zeit**, nicht erst zur Nachbehandlung fast unreparierbarer Schäden.

Durch Einleitung der medico-mechanischen Behandlung im Frühstadium werden Kräfte erhalten und gespart, die sonst für immer verloren sind. Es werden Geldmittel erspart dem Patienten evtl. den Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Landesversicherungsanstalten, gesetzlichen wie privaten Versicherungsgesellschaften. Diese Ersparnisse bedeuten die Verringerung eines gewaltigen Verlustes an Nationalvermögen, während dem behandelnden **Arzt** dadurch **neue Einnahmequellen** eröffnet werden, ein Vorzug, der bei dem schweren Kampf um das Dasein, den die Ärzte jetzt besonders nach Einführung der Krankenversicherung führen müssen, gewiß nicht zu unterschätzen ist.

Das Krankenhaus, der Arzt, der die Apparate im Hause hat, wird sehr bald erkennen, ein wie weites Feld sich für seine Betätigung auf diesem Gebiete eröffnet.

Zur Behandlung eignen sich alle Arten Verletzungen: **Kontusionen, Luxationen, Frakturen**, schon im allerersten Stadium, **alle Gelenkerkrankungen**, auch wenn sie auf **Polyarthrititis, Ostitis dissecans, Gonorrhoe, trockener Entzündung oder Arthritis deformans** beruhen.

Durch die Einleitung des medico-mechanischen Heilverfahrens werden die Versteifung der Gelenke, Atrophie der Muskulatur verhütet, andererseits wird durch die erneute und erhöhte Blutzufuhr auch für direkte Heilung geforgt.

Das Anwendungsgebiet ist so groß, daß sich die Anschaffung der Minimo-Pendelapparate sehr bald amortisiert.

Trotz der so außerordentlich geringen Kosten, trotz der so minimalen Raumanprüche stellen sich die Minimo-Pendelapparate nicht nur in ihrer Ausführung, Ausstattung und praktischen Anwendbarkeit den teuersten Apparaten an die Seite, sie erheben den Anspruch, nach mancher Richtung alle übrigen Apparate durch vereinfachte Handhabung, Schonung des Übenden und exakte Anpassung an die Gelenke zu übertreffen. Es ist deswegen gut beraten das Krankenhaus, das Institut, das zur Erweiterung Minimo-Pendelapparate anschafft, das kleine Krankenhaus, der Chirurg und Orthopäde, der Arzt, der zur Behandlung seiner eigenen Patienten ein medico-mechanisches Institut mit Minimo-Pendelapparaten zu geringen Kosten erwirbt.

Technische Einführung.

Der **medico-mechanische Minimo-Pendel- und Widerstandsapparat** nach Dr. Caro-Hannover stellt eine Vereinfachung, Verbesserung und Verbilligung der bestehenden Systeme der Pendel- und Widerstandsapparate dar.

Durch Fortlassen allen entbehrlichen Beiwerks ist erzielt, daß der neue Apparat den geringsten Raum einnimmt, gleichwohl alle Anforderungen, die an Stabilität, Dauerhaftigkeit und Funktionstüchtigkeit gestellt werden können, in weitestem Maße erfüllt.

Um auf das sehr kostspielige, umständliche und raumfordernde Postament verzichten zu können, ist der Apparat auch als **Wandapparat** konstruiert. Er ist an jeder Wand leicht zu befestigen und nimmt nur ganz geringen Platz ein.

Im Gegensatz zu den schon bestehenden Wandapparaten ist er der einzige **Universal-Wandapparat**, der konstruiert ist. Durch eine sinnreiche Vorrichtung ist zum ersten Male erzielt, daß ein Wandapparat auch eine Einrichtung zur Aufnahme des beim Pendeln zur Ruhe bestimmten Körperteils trägt.

Besonderen Wünschen entsprechend, sind auch Gestelle zur Befestigung der Minimo-Pendelapparate konstruiert.

Die **Lagerung der Körperteile** ist so angeordnet, daß ein Druck ausgeschlossen ist, weil die betreffenden Glieder nicht, wie bisher, auf eine Unterlage aufgeschmolzt, sondern durch Bandagen **freischwebend** gehalten werden.

Außerordentlich leicht und handlich ist die Verbindung zwischen Universal-Apparat und jeweiligem Ansatzstück.

Zur Vereinfachung des Apparates trägt viel die verblüffend **einfache** Einrichtung bei, die die **Veränderung des Pendelausschlages** und des Widerstandes bezweckt.

Die Konstruktion nützt den einarmigen Hebelarm aus. Als praktischer Nutzen resultiert davon die Möglichkeit, viel kleinere Gewichte anwenden zu können, ein Vorteil, der bei der **frühzeitigen Behandlung frischer Verletzungen von unschätzbarem Wert** ist.

Eine wesentliche Bereicherung der Ansatzstücke für Universal-Apparate bildet die Konstruktion von vier neuen **Ansatzstücken zur Behandlung von Schulterversteifungen**. Der durch diese Ansatzstücke erreichte Zweck ist bisher nur durch große, kostspielige Einzelapparate erzielt.

Außerordentlich einfach und zweckentsprechend sind die Ansätze für Behandlung der Rückgratsverkrümmungen.

Die Apparate sind **durchaus solide**, aus **allerbestem Material** und **besonders geschmackvoll** hergestellt. Sie sind mit ihrer weißen Emaillierung und sehr zuverlässigen Vernickelung nicht nur die Zierde eines jeden Instituts, sondern genügen auch allen Ansprüchen an Komfort und Eleganz.

Gleichwohl übertreffen die Apparate durch ihre Preiswürdigkeit alle früheren Systeme und stellen sich durch die Vielseitigkeit und Ersparnis an Raum als **die bei weitem billigsten Pendel- und Widerstandsapparate** dar.



**VERSCHIEDENE
AUSFÜHRUNGSARTEN DER
MINIMO-UNIVERSAL=
PENDEL**




Fig. 1.

Das einfache Wandpendel.

(Fig. 1.)

Das einfache Wandpendel ist ein hohler Wandarm, in dem auf Kugellagern eine Pendelvorrichtung läuft.

Preis Mark 50.—

Das Doppelrohrpendel.

(Fig. 2.)

In der Konsole ist oberhalb der Pendelachse noch eine zweite quadratische Öffnung angebracht. Sie dient zur Aufnahme eines Stützarmes für den Körperteil, der beim Pendeln zur Ruhe bestimmt ist.

Preis Mark 60.—




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

Das Schiebependel.

(Fig. 3 und 4.)

Um das Pendel der Höhe nach verschiebbar zu machen, ist eine Schiebevorrichtung konstruiert. Diese besteht aus zwei an der Wand angebrachten Konfölen *C*, zwischen denen sich eine Laufstange *L* befindet. An dieser kann ein Schlitten auf- und niedergeschoben und mit zwei Schrauben in jeder beliebigen Höhe fixiert werden. Der Schlitten trägt eine Platte *P*, die mit einem der beiden Pendelorte durch Mutter-schrauben verbunden werden kann. Hierdurch ist eine bequeme und leicht feststellbare Höhenverschiebbarkeit der Pendel erreicht.

Preis inkl. Doppelrohrpendel Mark 95.—




Fig. 5.

Das Triebpendel.

Das Triebpendel besteht aus zwei Konfolen, die in einer Entfernung von einem Meter übereinander angebracht sind und durch eine Gewindespindel sowie durch eine feste, runde Führungstange verbunden sind. Die Spindel ist an ihrem oberen Ende mit einem Rade versehen, das dazu dient, das Doppelrohrpendel auf diesen beiden Führungen der Höhe nach zu verstellen.

Preis Mark160.—




Fig. 6.




Fig. 7.

Das Triebtriebependel

(Fig. 6 und 7)

ist eine Kombination von den Ausführungsarten Seite 9 und 10. Zu der Schiebevorrichtung des Schiebependels ist an der oberen Konsole noch eine Triebvorrichtung (Gewindestück) T angebracht. Es ist hierdurch erreicht, eine grobe schnelle Verstellung durch „Verschieben“ mittels der Schiebevorrichtung S und die genaue feinere Einstellung durch die Triebvorrichtung T herbeizuführen. Der Mediziner wird durch das Analogon mit dem Mikroskop sich schnell an den Gebrauch der Einrichtung gewöhnen. Die Auslösung der Triebvorrichtung geschieht durch Lockerung der Schrauben R_1 und R_2 . Zur Feststellung genügt meist schon das Anziehen von R_2 , durch R_1 wird jedes Federn vermieden.

Preis inkl. Doppelrohrpendel Mark 135.—




Fig. 8.




Fig. 9.

Stativ-Vorrichtung

für 2 Schiebependel (Fig. 8) oder 2 Trieb-schiebependel (Fig. 9).

Fig. 8.

Preis inkl. 2 Doppelrohrpendel
Mark 240.—

Fig. 9.

Preis inkl. 2 Doppelrohrpendel
Mark 320.—




Fig. 10.

Stativ-Vorrichtung

für 4 Schiebe- oder Triebfschiebependel und Platte für ein einfaches Pendel.
 Außerordentlich stabil, kompensiös, nimmt sehr wenig Raum ein.

Preis ohne Pendel Mark 280.—

Anwendung der verschiedenen Pendelapparate.

Das **einfache** Pendel (Fig. 1) findet dort seine Verwendung, wo eine besondere Stütze für einen ruhenden Teil nicht erforderlich ist, z. B. bei den Anfätzen für Fingerübungen, Handdrehen, allen 5 Schulteranfätzen, Rumpfanfätzen und Fußanfätzen, evtl. auch beim Knieanatz, wenn der Stuhl als genügende Stütze für den ruhenden Teil angesehen wird.

Das **Doppelrohrpendel** (Fig. 2) läßt sich für alle Übungen verwenden, auch da, wo das einfache Pendel genügt.

Ein gemeinsamer Nachteil des einfachen und des Doppelrohrpendels ist, daß er in der einmal angebrachten Höhe bleibt. Sie sind deswegen nur für die obere Extremität oder für die untere anwendbar, auch ist es nicht möglich, den Apparat der Höhe des Übenden anzupassen; dieses muß durch einen drehbaren Sitz geschehen.

Um diesen Nachteilen zu begegnen, sind die übrigen Pendel-Ausführungen konstruiert.

Das einfachste, das **Schiebependel** (Fig. 3 und 4), ist für alle Übungen in jeder Höhe verwendbar. Mit leichter Mühe und außerordentlich schnell ist das Pendel für Schulterübung, wie für Übung oberer und unterer Extremitäten oder irgend einer anderen eingestellt. Es ist somit **ein sonst nicht erreichter Universalpendelapparat**.

Die gleichen Vorzüge besitzt das **Triebpendel** (Fig. 5), es ist gleichfalls ein vollständiger Universalapparat. Der Vorzug besteht darin, daß die Verschiebung durch die Triebvorrichtung leichter, wenn auch langsamer geschieht.

Das **Schiebtriebpendel** (Fig. 6 und 7) verbindet die Vorzüge der beiden Typen miteinander. Es ist schnell durch seine Schiebvorrichtung auf die gewünschte Höhe zu bringen, und durch die Triebvorrichtung ist es in peinlichst exakter Weise der Größe des Übenden anzupassen, ein Universalapparat, der auch den weitestgehenden Ansprüchen nach jeder Richtung genügt.

Die **Minimo-Universalapparate** sind zuerst als Wandpendel konstruiert. Das Problem, die diesen anhaftenden großen Vorzüge, besonders den der Raumersparnis, auch auf freistehende Apparate zu übertragen, ist gelungen in den beiden Ausführungstypen 6 und 7 (Fig. 8 und 9), Stativ für 2 Übungsstellen und großes Stativ für 5 Übungsstellen (Fig. 10). Sie geben bei geringstem Anspruch an Raum Gelegenheit zu gleichzeitiger Arbeit für 2 resp 5 Übende.

**GEBRAUCHSANWEISUNG
ZUR BENUTZUNG DER
MINIMO-PENDEL=
APPARATE**




Fig. 11.

Anbringung der Universalapparate.

Die Apparate lassen sich in jede Stein- und Holzwand einschrauben. Jedem Apparat liegen 4 Holzschrauben bei. Für die Anbringung der Apparate gelten folgende Anleitungen. Bei dem Schiebependel, Triebpendel, Trieb-schiebependel wird es sich empfehlen, den unteren Sockel etwa 43 cm vom Fußboden entfernt anzubringen. Zu achten ist auf parallelen Stand der Sockel. Fehler in dieser Richtung, die schweren Gang der Apparate bedingen, werden durch festeres oder lockeres Anziehen der Schrauben, evtl. durch Unterlegen von Scheiben ausgeglichen.

Bei den anderen Pendelarten, dem einfachen und Doppelrohrpendel, ist zu berücksichtigen, welche Übungen an denselben ausgeführt werden sollen. Nachstehende Zahlen sind erprobt.

Übungen nur für Fuß	28 cm vom Fußboden,
Übungen am Fuß und am Knie	43 cm vom Fußboden,
Übungen der Hand	75 cm vom Fußboden,
Übungen des Ellenbogens	75 cm vom Fußboden.

Werden mehrere Apparate an einer Wand angebracht, empfiehlt sich ein Abstand von 150 cm von einander. Bei beschränkten Raumverhältnissen kann der Abstand auch verringert werden.

Die freistehenden Stativapparate, Typen VI und VII, werden auf dem Fußboden befestigt. Die dazu nötigen Holzschrauben werden den Apparaten beigelegt.




Fig. 12.

Pendelvorrichtung.

Als Pendelvorrichtung dient eine auf Kugellagern liegende Pendelwelle mit einem einarmigen Pendel, an dem die Gewichte befestigt werden. Durch Verschieben der Gewichte an der graduierten Pendelstange wird der Widerstand und Pendelausschlag erhöht und verringert.

Eine weitere Veränderung der Arbeitskraft wird durch die Anwendung verschiedener Gewichte hervorgebracht. Zu diesem Zwecke gehören zu jedem Apparat ein großes Gewicht und zwei kleine Gewichte (Fig. 12).




Fig. 13.

Für den Knieanfaß, die Rumpfbeugen, die Hüftspreizanfätze empfehlen sich stärkere Gewichte.

Hierfür wird ein besonders schweres Gewicht, „Mammutgewicht“, geliefert. Dasselbe Ziel wird auch erreicht durch Verlängerung der Pendelstange durch ein Anfaßrohr (Fig. 13), das auf Wunsch besonders geliefert wird.

Eine weitere Dosierung der Arbeitskraft wird erreicht durch die den Apparaten eigentümliche Verbindung zwischen Pendelwelle und Anfaßstücken.

Preis des Mammutgewichts . Mark 20.—

Preis der Verlängerungsstange Mark 7.50




Fig. 14.

Verbindung zwischen Pendel und Ansatzstücken.

Die Pendelwelle *P* ist hohl und trägt an der Stirnseite einen Zahnkranz *Z*.

Jedes Ansatzstück trägt einen diesem entsprechenden Zahnkranz. Die Zähne des einen Zahnkranzes fassen ausfüllend in die Lücken des anderen (Fig. 14).

Durch Verschiebung dieser Zahnkränze gegeneinander erhält man eine Drehung der Achse des Ansatzstückes zu der des Pendels und erreicht hierdurch beim Pendeln einen veränderten Ausschlag. Um einen gleichen Ausschlag wie vorher zu erreichen, ist eine veränderte Kraftentfaltung nötig, d. h. die Apparate bieten einen größeren oder geringeren Widerstand, mit andern Worten, der Apparat dient nicht nur als Pendelapparat, sondern kann auch als Widerstandsapparat funktionieren.

Um den Widerstand exakt dosieren zu können, sind die zwölf Lücken des Zahnkranzes der Pendelwelle mit Zahlen gekennzeichnet, während ein Zahn an jedem Ansatzstück mit 0 gezeichnet ist. Diese Einrichtung erleichtert die Einstellung des Apparates, so daß dieselbe dem Personal, evtl. auch dem Übenden überlassen werden kann.

Zur besseren Fixierung trägt jedes Ansatzstück einen in die Höhlung der Pendelwelle eingepaßten Dorn *D*, der durch eine Schraube angezogen wird. Um für Rechts und Links dasselbe Ansatzstück gebrauchen zu können, findet sich, soweit erforderlich, zu beiden Seiten je ein Dorn mit einem Zahnkranz.




Fig. 15, 16, 17, 18.

Die Stütze für den ruhenden Körperteil.

(Fig. 15 bis 24.)

Die Stütze für den ruhenden Körperteil besteht aus 5 Teilen,

1. Lauffange *L*,
2. Kreuzstück *K*,
3. Schienenstück *Sch*,
4. und 5. Zwei mit Haltekloben versehene aufrecht gebogene Streben *P*.

Die Lauffange *L* (Fig. 15) ist eine rechtwinklig gebogene vierkantige Stange, an deren Längsarm sich das Kreuzstück verschieben läßt. Das Kreuzstück *K* (Fig. 16) besteht aus zwei senkrecht aufeinander stehenden Hülßen. Die eine Hülße dient zur wagerechten Verschiebung auf der Lauffange, kann nach Belieben verstellt und festgeschraubt werden. Das Schienenstück *Sch* ist in der andern Hülße der Höhe nach verschiebbar.




Fig. 19.




Fig. 20.

Das Schienenstück *Sch* (Fig. 17) ist eine flache Schiene, mit der senkrecht eine rhombische Schiene verbunden ist.

An dieser rhombischen Schiene sind in ihren Haltekloben 2 mehrfach gebogene Streben (Fig. 18) verschiebbar. Sie sind für Rechts und Links nach beiden Seiten umzustecken. Durch Schrauben werden sie in der gewünschten Lage (Entfernung zueinander) festgezogen.

Durch die Laufvorrichtungen ist die Stütze befähigt, leicht nach vorn und rückwärts, seitlich und der Höhe nach verstellt zu werden. Diese Vorrichtung ist notwendig, weil ein zuverlässiger und zweckdienlicher Pendelapparat dem Anspruch gerecht werden muß, die zur Bewegung gegeneinander bestimmten Glieder derart lagern zu können, daß die Gelenklinie in die Pendelachse fällt.




Fig. 21.




Fig. 22.

Ein besonderer Vorzug der Stütze besteht darin, daß die unter *P* beschriebenen Streben (S. 19) beweglich sind. Sie können also einander genähert und voneinander entfernt werden. Der durch die beiden Streben gebildete Rahmen kann demnach verengert und erweitert werden, und so der jeweiligen Stärke des zur Ruhe bestimmten Körperteils exakt angepaßt werden, ein Vorzug, den keine Stütze in so vollkommener und schonender Weise bietet. Die Stütze kann leicht für Rechts und Links umgestellt werden.

Um auch den Rahmen den kindlichen Gliedmaßen anzupassen, sind auch kürzere Streben konstruiert. (Siehe Seite 62.)

Die Umstellung geschieht in folgender Weise.




Fig. 23.




Fig. 24.

Die Laufftange *L* kann leicht nach rechts und links gestellt werden (Fig. 19 und 22), ebenso das vereint bleibende Kreuzstück *K* und Schienenstück *Sch* (Fig. 20 und 23). Die beiden Streben (Fig. 21 und 24) müssen einzeln und nacheinander umgelegt werden.

Der offene Teil von der durch die beiden Streben gebildeten Gabel muß nach der Pendelachse zu sehen.

Preis Mark 50.—

Die Schlitzbandage

ist dazu bestimmt, den Körperteil entweder an der Stütze für den ruhenden Teil oder an dem Ansatzstück zu befestigen.

Die Schlitzbandage ist ein Band *SB*, das in der Mitte einen Schlitz *L* hat. An einer Seite befindet sich eine Schnalle, an der anderen eine Reihe von Öfen (Fig. 25).

Durch das Durchziehen des mit Öfen versehenen Endes entsteht eine Schleife (Fig. 26). Diese wird um den Rahmen gelegt (Fig. 27), möglichst so, daß der Schlitz in die Mitte des Rahmens fällt und nach unten sieht (Fig. 28).

Durch Festziehen der beiden freien Enden (Schnalle und Öfe) wird nicht nur die Schleife an dem Rahmen befestigt, sondern es wird auch dadurch ein Lager glattgezogen, auf das der betreffende Körperteil gelegt werden kann. Durch die Verbindung der beiden freien Enden wird das betreffende Glied an der Schleife und somit auch an dem Rahmen befestigt (Fig. 29).




Fig. 25.




Fig. 26.




Fig. 27.




Fig. 29.




Fig. 28.

Preis: Ein Satz Schlitzbandagen (6 Stück) Mark 18.—

ANSATZSTÜCKE




Fig. 31.

L aktive Supination,
passive Pronation.
R aktive Pronation,
passive Supination.




Fig. 30.




Fig. 32.

R aktive Supination,
passive Pronation.
L aktive Pronation,
passive Supination.

Der Handdreher.

Pronation und Supination der Hand. (Fig. 30, 31 und 32.)

Der Handdreher ist ein ovaler Griff *O*, in den die Hand hineinfasst.

Es wird empfohlen, das Pendel und das Ellenbogengelenk des Übenden in dieselbe Höhe zu bringen. Der Übende zieht den im Ellenbogen gebeugten Arm an den Rumpf, indem die andere gesunde, im Kreuz durchgezogene Hand den Oberarm faßt.

Es empfiehlt sich, mit leichter Gewichtsstellung, d. i. das Gewicht in der Nähe des Ansatzes der Pendelstange, üben zu lassen, evtl. ist das kleine Gewicht anzubringen, oder auch jedes Gewicht fortzulassen.

Funktion: Pronation und Supination der Hand, aktive und passive Lockerung des Handgelenks, Stärkung der Unter- und Oberarmmuskeln.

Anwendung: Bei Kontraktur des Hand- sowie Ellenbogengelenks im Sinne der Drehung der Hand infolge von Verletzung oder entzündlicher Prozesse des Hand- oder Ellenbogengelenks. Bei Schwund der Unterarm- oder Oberarmmuskulatur.

Preis Mark 4.50




Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 35.

Seitliche Handbewegung.

Ulnarflexion, Radialflexion. (Fig. 33, 34 und 35.)

Die Übung wird am besten im Sitzen ausgeführt.

Die Hand wird in Supinationsstellung, Hohlhandfläche nach vorn, an das über die Kante gebogene Oval durch Schlitzbandagen 2 und 3 befestigt.

Für Rechts und Links ist Stütze und Ansatz umstellbar.

Die Stütze wird dem Unterarm angepaßt, durch Schlitzbandage 2 oder 3 wird der Unterarm an der Stütze befestigt.

Die Gelenklinie ist in gleiche Höhe mit der Pendelachse zu stellen.

Es wird empfohlen, bei ganz leichter Gewichtsstellung üben zu lassen, d. i. das Gewicht ganz nahe an der Pendelstange, viel näher als abgebildet.

Funktion: Radial- und Ulnarflexion des Handgelenks, aktiv und passiv.

Anwendung: Für Kontrakturen des Handgelenks im Sinne der seitlichen Beweglichkeit infolge Verletzung oder entzündlicher Prozesse an Hand und Vorderarm. (Phlegmone, Radiusfraktur!) Schwund der Muskulatur an Hand und Vorderarm.

Preis Mark 19.—




Fig. 36.

Handbeugung und -Streckung.

Flexion, Hyperextension. (Fig. 36 bis 39.)

Der Ansatz für Handbeugung und -Streckung ist ein umgekehrt U-förmiger Rahmen (Fig. 37 und 38) mit ausgebauchter Verbindungsstrebe, an dem die Hand durch Schlitzbandage befestigt wird.

Die Übung wird am besten im Sitzen ausgeführt.

Die Hand wird an dem umgekehrt U-förmigen Rahmen in pronierter Stellung, Handrücken nach oben, durch Schlitzbandage 2 oder 3 befestigt. Für Rechts und Links je ein Dorn. (Fig. 36 bis 39.)

Die Stütze wird dem Unterarm angepaßt; Schlitzbandage 2 oder 3 befestigt den Unterarm an der Stütze. Für Rechts und Links ist Stütze und Ansatz umstellbar.

Die Gelenklinie ist in gleiche Höhe mit der Pendelachse zu stellen.




Fig. 37.




Fig. 38.

Es wird empfohlen, bei ganz leichter Gewichtsstellung arbeiten zu lassen, das Gewicht ganz nahe am Ansatz der Pendelflange, viel näher als abgebildet.

Funktion: Flexion, Hyperextension des Handgelenks, aktiv und passiv.

Anwendung: Für Kontrakturen des Handgelenks im Sinne der Beugung und Streckung, infolge Verletzung oder entzündlicher Prozesse an Hand und Vorderarm. (Phlegmone, Radiusfraktur!) Schwund der Muskulatur an Hand und Vorderarm.

Preis Mark 22.—




Fig. 39.

Kombinierter Handanfaß.

(Handbeugen und -Strecken. Seitliche Handbewegungen.)

Flexion. Hyperextension. Radial-Ulnarflexion. (Fig. 40 bis 45, siehe auch Fig. 36.)

Der kombinierte Handanfaß ist eine vernickelte Platte mit Umrissen von umgekehrt U-förmiger Gestalt mit Riemendurchzug zur Befestigung der Hand. Für das Handgelenk ist ein großer Ausschnitt vorgesehen. Drei Dorne und Zahnkränze. Zwei für Handbeugen und -Strecken und einen für seitliche Bewegungen.

Die Übungen werden am besten im Sitzen ausgeführt.




Fig. 40.




Fig. 41.




Fig. 42.




Fig. 43.

Flexion. Hyperextension. Bei aktiver Beugung, passiver Streckung wird die Hand in pronierter Stellung, Handrücken nach oben, auf die Platte gelegt und mit den vorhandenen Riemen festgelegt (Fig. 36, 40). Bei aktiver Streckung, passiver Beugung wird der Ansatz so umgestellt, daß die glatte Platte der Stütze für den ruhenden Teil zuzieht, während der Riemendurchzug und der einzelne Dorn abgewandt sind. Die Hand wird in pronierter Stellung mit dem Handrücken zur glatten Platte gelegt und befestigt (Fig. 41, 42). Für Rechts und Links je ein Dorn.

Radial-Ulnarflexion. Der Ansatz wird mit dem einzelnen Dorn an der Rückseite der Platte mit der Pendelwelle verbunden. Die Hand wird in Supinationsstellung, Hohlhandfläche nach außen, vor die glatte Seite der Platte gelegt und mit den Riemen befestigt (Fig. 43, 44, 45). Alles übrige wie bei den Einzelübungen.




Fig. 44.




Fig. 45.

Preis Mark 30.—

Für die aktive Streckung und passive Beugung der Phalango-Metacarpalgelenke

(Fig. 46 und 47)




Fig. 46.

nähert werden. Durch Festziehen der Flügeldrauben werden die Fingerglieder exakt fixiert.

Es wird empfohlen, bei ganz leichter Gewichtsstellung arbeiten zu lassen, gegebenenfalls das Gewicht ganz fortzulassen.

Funktion: Aktive Streckung, passive Beugung der Fingermittelhandgelenke.

Anwendung: Besonders infolge Verletzung (Phlegmone) der Hand und der Finger.

Preis Mark 20.—

wird empfohlen, den **Handansatz** so zu gebrauchen, daß wie bei der passiven Handbeugung die glatte Platte der Stütze für den ruhenden Teil zusieht, während der Riemen durchzug und der einzelne Dorn abgewandt sind. Die Finger werden in pronierter Handstellung mit dem Handrücken zur glatten Platte gelegt und befestigt, und zwar geht der befestigende Riemen um die Grundglieder der Finger.

Eine sehr erfolgreiche Anwendung des Handansatzes für die Beugung der Mittelhand-fingergelenke.

Für die gleiche Funktion ist ein **eigener Ansatz** konstruiert. Derselbe ist an den Fingeransatz anstatt der Fingerhalter anzubringen. Er besteht aus einer Platte, die an beiden Seiten drei Löcher trägt. Durch diese kann eine schmälere gewölbte Platte der ersten ge-




Fig. 47.




Fig. 49.
Streckung der
Finger.



Fig. 48.




Fig. 50.
Streckung der
Finger.

Fingerbeugung und -Streckung.

(Fig. 48 bis 55.)

Die Finger werden in die Hüllen von der **abgeschrägten** Seite hineingesteckt. Dabei ist die Hand proniert, Hohlhandfläche nach unten. Jede Hülfe ist für jedes Glied eines jeden Fingers einstellbar. Zu diesem Zweck kann das Lumen der Hülfe durch eine verstellbare Platte verengert und erweitert werden.

Es können ein oder mehrere Finger gemeinsam zu gleicher Zeit eingespannt werden.

Von einer Fixation der einzelnen Fingerglieder ist absichtlich Abstand genommen, da ein großer Nutzeffekt, d. h. eine Bewegung in größeren Grenzen, erzielt wird, wenn die anderen Gelenke an der Bewegung teilnehmen, als wenn nur ein Glied eines kranken Fingers die Bewegung hervorbringen soll.

Die Mittelhand kann an der gabelförmigen Stütze durch die Schlitzbandage befestigt werden (Fig. 51). Bei stärkeren Graden der Versteifung empfiehlt es sich, anfangs eine Fixation der Mittelhand zu unterlassen.

Für Rechts und Links ist die Verwendung eines Ansatzes dadurch ermöglicht, daß die Fingerhüllen in beide Seiten der Welle gesteckt werden können.

Die Pendelstange ist entweder mit leichtem Gewicht beschwert, das evtl. noch ganz hochgeschoben werden kann, oder das Gewicht ist ganz fortzulassen.

Preis Mark 20.—




Fig. 51.
Streckung der Finger.




Fig. 52.
Beugung der linken Hand.




Fig. 53.
Beugung der Finger.




Fig. 54.
Beugung der rechten Hand.




Fig. 55
Spreizung des Daumens.



Fig. 56.

Beugung und Streckung des Ellenbogens.

(Fig. 56 bis 59.)

Die Übung wird am besten im Sitzen ausgeführt.

Die Hand wird in die Rundung des Posaunenausuges gelegt — in Supinationsstellung. Durch Verschieben und Feststellen des Auszuges wird der Ansatz der Länge des Unterarmes angepaßt. (Für Rechts und Links je ein Dorn.)

Eine Befestigung mit Schlitzbandagen ist meistens unnötig. Falls erforderlich, ist dieselbe durch Schlitzbandage 2 in der Höhe des Handgelenkes und dem oberen Drittel des Unterarmes durch Schlitzbandage 3 vorzunehmen.

Die Stütze wird dem Oberarm angepaßt.

Der Oberarm wird an der Stütze durch Schlitzbandage 2 oder 3 befestigt.

Für Rechts und Links ist Stütze und Ansatz umstellbar.

Gelenklinie ist in gleiche Höhe der Pendelwelle zu stellen.

Es wird empfohlen, bei leichter Gewichtsstellung üben zu lassen, d. i. das Gewicht nahe an dem Ansatz der Pendelftange.

Anwendung: Bei Kontrakturen des Ellenbogengelenks infolge Verletzung oder entzündlicher Prozesse. Schwund der Muskulatur des Oberarmes.

Preis Mark 32.—




Fig. 57.
Aktive Streckung, passive Beugung.




Fig. 58.
Aktive Beugung, passive Streckung.




Fig. 59.
Aktive Beugung, passive Streckung.

**ANSÄTZE
ZUR BEHANDLUNG DER
SCHULTERKONTRAKTUREN
UND STÄRKUNG DER ARM=
UND BRUSTKORB=
MUSKULATUR**

Einen außerordentlich großen Teil der zur Behandlung kommenden Gelenkversteifungen nimmt die Kontraktur des Schultergelenks ein. Diese Tatsache wird weniger auffallen, wenn man sich erinnert, welchen Widerstand die therapeutischen Maßnahmen finden, die die Versteifung des Schultergelenks beheben wollen. Für diese Behandlung sind bisher nur sehr kostspielige Einzelapparate vertrieben worden.

An den bisherigen Universalapparaten bestand außer dem Schulterkreisapparat keine Möglichkeit einer konsequenten Behandlung der Schulterversteifung.

Diesem Mangel sollen die vier neuen Ansätze abhelfen, die für die Schulterbehandlung konstruiert sind. Da die Behinderung des Gelenkes sich nach verschiedenen Richtungen zeigt, war es nötig, für jede einzelne Art der Bewegungshemmung einen besonderen Ansatz zu konstruieren.

1. Für die Behinderung der Rotation des Oberarmes in der Schulter.
2. Für die Behinderung der Erhebung des Armes nach vorn.
3. Für die Behinderung der Erhebung des Armes nach der Seite.
4. Für die letztere ist noch ein zweiter Ansatz konstruiert, der die Funktion des Deltoides, der bekanntlich am schwersten leidet und ebenso am schwersten wieder herzustellen ist, wiedergeben soll.

Die Möglichkeit, die die Bewegung bewerkstellenden teuren großen Apparate durch billige Ansatzstücke zu ersetzen, ist erreicht durch eine sinnreiche geschützte Vorrichtung für die Fixation der Schulter.

Die Ansatzstücke zur Behandlung an Schulter und Brustkorb nehmen in dem System des Minimo-Pendelapparates eine besondere Stellung ein. Sie sind mit besonderer Sorgfalt konstruiert und bieten durch ihre jede Individualisierung ermöglichende Vielseitigkeit Vorteile, wie sie von keinem der bekannten Systeme erreicht werden. Die Ansatzstücke sind aus der Praxis entstanden und haben in der Praxis ungeteilten Beifall erzielt. Einen nicht zu unterschätzenden Vorteil bieten diese Ansatzstücke auch dadurch, daß sie **schon in den Zeiten der schwersten Kontrakturstellung, wenn der Arm in spitzem Winkel zum Rumpf steht und nur eine geringe Abduktion des Armes möglich ist, angewandt werden können.** Gerade da zeigen die Apparate eine beispiellose Schonung der Patienten. Dieser große Vorzug ist erreicht durch Verbesserung des **Schulterkreisapparates**: es ist möglich, denselben **auch bei spitzwinkliger Schulterkontraktur zu gebrauchen**; den gleichen Vorteil bietet in unendlich schonender Weise der Ansatz für die Abduktion des Armes bei gebeugtem Ellenbogen. **Dieses Ansatzstück gestattet auch Übungen bei völliger Lähmung des ganzen Armes, z. B. bei Plexuslähmungen.** Mit Recht wird bei allen Schulterübungen ein besonderer Wert auf die Fixation des Rumpfes gelegt. Dieses schwierige Problem ist bei den Minimo-Schulteransätzen verblüffend einfach gelöst. Durch erneute Verbesserungen ist es erreicht, daß der Rumpf bei der Übung fixiert bleibt, daß **in die Achse des Schultergelenks auch genau die Pendelachse zu legen ist.**

Als Schulterstütze dient eine der Achselhöhle angepaßte Gabel, die an dem Ansatzstück drehbar angebracht ist.

Die Ansätze haben sich in der Praxis seit mehreren Jahren bewährt und sind besonders empfehlenswert.




Fig. 60.

Befestigung der Schulterstütze.

Die Schulterstütze wird am Rumpf dadurch befestigt, daß ein Lederriemen in Form einer Achtertourt um den Rumpf geführt wird. Die Kreuzung liegt auf der festgelegten Schulter. Der Riemen zieht sich aus der Achselhöhle über die Schulter an dem Rücken entlang, durch die freie Achselhöhle an der Brust entlang über die Kreuzung auf der Schulter zur ersten Achselhöhle zurück. Es ist darauf zu achten, daß der Riemen die Gabel das eine Mal von der Rumpffseite, das andere Mal von der Armseite umgreift (Fig. 61, 64).

Eine außerordentlich exakte Befestigung bietet die Neukonstruktion des Ansatzstückes für die Erhebung des Armes nach vorn. Die Befestigung wird erreicht durch eine auf die Schulter von oben drückende Gabel (Fig. 66 und 67).

Wird noch größere Ruhigstellung gewünscht, dann kann der Rumpf durch kreuzweise über beide Schultern gelegte Riemen an einem mit Knöpfen versehenen Stuhl befestigt werden.

Die fünf Schulteransätze finden Anwendung bei Schultergelenkskontrakturen infolge Verletzungen, Kontusionen, Luxationen, Frakturen des humerus, der clavicula, scapula, der Rippen, der Wirbelsäule, infolge chronischen Rheumatismus, Arthritis urica, Schleimbeutelkrankung, Omarthritis, Arthritis deformans, Schwund und Funktionsstörung der Oberarm-, Schultern-, Brustkorb- und Rückenmuskulatur, bei Skoliose, Kyphose, Atmungsgymnastik.

Preis eines Schulterriemens Mark 4.—



Fig. 61.



Fig. 62.




Fig. 63.

Seitliche Erhebung des im Ellenbogen gebeugten Armes.

Abduktion durch Funktion der Deltoides. (Fig. 61, 62 und 63.)

Geficht und Körper ist dem Pendel abgewandt. Rücken zur Wand.
Der Ellenbogen ist gebeugt.

Die Pendelachse wird exakt in die Gelenklinie des Schultergelenks gebracht.

Die Stellung des Ansatzstückes je nach der Kontrakturstellung im spitzen Winkel bis 2 R überschreitend.

Es ist darauf zu achten, daß der Riemen für die Schulterbefestigung die Gabel das eine Mal von der Rumpffeite, das andere Mal von der Armseite umgreift.

Der Oberarm, auch der Unterarm, kann in der Nähe des Ellenbogens an dem Ansatzstück durch je eine Schlinge festgelegt werden.

Stellung des Gewichtes: Es wird empfohlen, mit leichter Gewichtsstellung, d. i. das Gewicht in der Nähe des Ansatzes der Pendelstange, üben zu lassen. Auch bei Fortfall oder geringer Intensität der Schulterkontraktur ist eine völlige Ausnutzung der Länge der Hebelstange nicht empfehlenswert.

Atmung: Einatmung bei Senken des Ansatzstückes, Ausatmung bei Heben des Ansatzstückes.

Funktion: Aktive seitliche Abduktion des Armes mit passiver Adduktion und aktive Adduktion mit passiver Abduktion.

Preis Mark 60.—



Fig. 64.




Fig. 65.

Seitliche Erhebung des gestreckten Armes.

Abduktion. (Fig. 64 und 65.)

Geficht und Körper ist dem Pendel abgewandt, Rücken der Wand oder dem Stativ zugewandt.

Der Posaunenauszug wird der Länge des Armes angepaßt und festgestellt.

Die Hand umfaßt das Ende des Posaunenauszuges am besten in pronierter Stellung.

Die Übung ist mit gestrecktem Ellenbogen auszuführen.

Die Pendelachse wird exakt in die Gelenklinie des Schultergelenks gebracht.

Die **Schulter** ist **fixiert** durch eine auf der Pendelachse beweglich angeordnete Schulterstütze. Diese findet ihren Halt durch kreuzweise um Schulter und Brust angelegte **Riemenbefestigung**.

Der Arm wird durch **Schlitzbandage** an dem Rahmen befestigt; durch Anlage in **der Nähe des Ellenbogengelenks** wird die Beugung im Ellenbogen verhindert.

Es wird empfohlen, mit leichter **Gewichtsstellung**, d. i. das Gewicht in der Nähe des Ansatzes der Pendelstange, üben zu lassen. Eine völlige Ausnutzung der Länge der Pendelstange ist nie, auch nicht bei völlig freiem Schultergelenk, erforderlich.

Atmung: Bei Senken des Ansatzes Ausatmung, bei Erhebung Einatmung.

Funktion: Aktive seitliche Abduktion des Armes mit passiver Adduktion und aktive Adduktion mit passiver Abduktion.

Preis Mark 60.—



Fig. 66.




Fig. 67.

Erhebung des gestreckten Armes nach vorn.

(Fig. 66 und 67.)

Kranke Schulter zieht nach der Wand resp. dem Stativ. Gesicht in paralleler Richtung zum Auszuge.

Der Auszug wird der Länge des Armes angepaßt und festgestellt.

Die Hand umfaßt das Ende des Posaunenausuges, am besten in pronierter Stellung.

Die Pendelachse wird exakt in die Gelenklinie des Schultergelenks gebracht.

Die **Schulter wird fixiert** durch eine um die Pendelachse bewegliche **Vorrichtung**, die auch der Höhe nach verschiebbar ist und die Schulter von **obenher bügelförmig** umgreift und feststellt. Eine weitere Befestigung erübrigt sich.

Es wird empfohlen, mit leichter Gewichtsstellung, d. i. das Gewicht in der Nähe des Ansatzes der Pendelstange, üben zu lassen. Eine völlige Ausnutzung der Länge der Pendelstange ist nie, auch nicht bei völlig freiem Schultergelenk, erforderlich.

Atmung: Bei Senken des Ansatzes Ausatmung, bei Erhebung Einatmung.

Preis Mark 80.—




Fig. 68.

Der Schulterkreisapparat

(Fig. 68 bis 72)

zeichnet sich vor allen übrigen Systemen dadurch aus, daß die Winkelstellung, die der Oberarm beim Kreifen gegen den Rumpf einnimmt, eine spitze bleiben kann. Der Apparat kann also schon bei den schwereren Formen der Kontraktur angewandt werden.

Die Schulterstütze kann:

1. durch eine Befestigung an jedem Stuhl angebracht werden (Fig. 72),
2. oder es wird ein besonderes, am Boden anzuschraubendes Stativ geliefert (Fig. 68 bis 71).

Die Achselhöhle ruht fest in der gabelförmigen Schulterstütze. Die Hand umfaßt — bei ausgestrecktem Ellenbogen — das Auszugsrohr. Die Schulterstütze und die Pendelachse brauchen nicht in gleicher Höhe zu sein.

Das Stativ wird der Größe des Übenden angepaßt, das Pendel selbst der Schwere der Kontraktur entsprechend der Höhe nach verschoben, so daß der Winkel zwischen Stativ und Auszugsrohr dem Versteifungswinkel der Schulter entspricht. Eine Fixation erübrigt sich.

Der Schulterkreisapparat kann verwendet werden:

1. ausschließlich als Schwungapparat,
2. als Schwungapparat mit Einschaltung von Widerstand.




Fig. 69.

Bei Benutzung als Schwingungsapparat können die Schwingungen nach der einen oder anderen Richtung beliebig fortgesetzt werden.

Bei Benutzung als Widerstandsapparat tritt nach einmaliger Drehung eine Pause ein, damit der Arm von neuem den Widerstand überwinden muß.

Atmung: Bei Senken des Ansatzes Ausatmung, bei Erhebung Einatmung.

Funktion: Kreifen des Armes im Schultergelenk mit und ohne Widerstand.

Preis ohne Stativ Mark 75.—

Soll der Apparat als Schwingungsapparat benutzt werden, müssen Schwingwelle des Ansatzstückes und Pendelwelle des Pendels eine gerade Linie bilden ($= 2 R.$). Die Übung wird erleichtert und der Schwung vergrößert, wenn das Gewicht am Ende der Pendelstange befestigt wird.

Soll ein Widerstand eingeschaltet werden, so müssen Schwingwelle des Ansatzstückes und Pendelwelle des Pendels einen größeren oder kleineren Winkel zueinander bilden. (Verschiebung der Zahnkränze gegeneinander.) Es wird sich empfehlen, in diesem Falle mit leichterer Gewichtsstellung üben zu lassen.




Fig. 70.





Fig. 71.

Preis des Stativs
Mark 25.—



Preis der Stuhlstütze
Mark 8.—

Fig. 72.




Fig. 73.

um Schulter und Brust angelegte Riemenbefestigung. Der Unter- und Oberarm kann durch Schlitzbandagen befestigt werden.

Es wird empfohlen, mit leichter Gewichtsstellung, d. i. das Gewicht in der Nähe des Ansatzes der Pendelstange, üben zu lassen. Eine völlige Ausnutzung der Länge der Pendelstange ist nie, auch nicht bei völlig freiem Schultergelenk, erforderlich.

Funktion: Außen- und Innenrotation des Oberarmes in der Schulter.

Preis Mark 50.—

Schulterdreher.

Außen- und Innenrotation des Oberarmes im Schultergelenk.
(Fig. 73 und 74.)

Für Rechts und Links verwendbar. Die verschiebbare Hülse wird für Rechts und Links so gedreht, daß die Schraube nach unten sieht. Durch Ausziehung der Hülse wird der Ansatz der Länge des Oberarmes angepaßt.

Der Arm ist im Ellenbogen rechtwinklig gebeugt. Die Hand ruht auf dem Bogen des Ansatzes.

Die Schulter ist fixiert durch eine auf der Pendelachse beweglich angeordnete Schulterstütze. Diese findet ihren Halt durch kreuzweise




Fig. 74.




Fig 75.

Ansatz für Rumpfbeugen.

(Fig. 75 bis 77.)

Der Ansatz für Rumpfbeugen besteht aus einer langen Lauffchiene *L*, an dem der Dorn mit Zahnkranz befestigt ist. An der Lauffchiene sind zwei Kreuzstücke *K* verschiebbar, in den Kreuzstücken sind Schienenstücke *S* seitlich verschiebbar und links und rechts auswechselbar. Auf diese Weise ist es möglich, dem Sitz der Skoliose entsprechend an den Konvexitäten Widerstand zu setzen, gegen den der Übende arbeitet (Fig. 75, 76, 77). Die Beweglichkeit der Ansätze ist so groß, daß der Apparat in der Höhe der Konvexitäten exakt eingestellt werden kann.

Die Übung wird im Sitzen ausgeführt. Das Pendel wird so verschoben, daß die Pendelachse in die Höhe des Kreuzbeins fällt. Die Widerstände werden den Konvexitäten entsprechend eingestellt. Fig. 75 zeigt Einstellung für linksseitige Dorfsalkoliose, so daß der Widerstand an die linke Brustkorbseite und der Ausgleich an die rechte Lenden Seite zu setzen ist.

Das Gewicht ist ganz ans Ende der Pendelstange evtl. sind mehrere Gewichte anzubringen, am empfehlenswertesten ist ein Mammut-Gewicht.

Funktion: Seitliche Bewegung der Wirbelsäule, aktiv und passiv, Rumpfbeugung und -Streckung.

Anwendung: Bei Skoliosen, schlechter Haltung der Wirbelsäule, Kyphosen und Lordosen, Erkrankungen der Rückenmuskulatur.




Fig. 77.

Linksseitig: Dorsalfskoliose.
Rechtsseitig: Lumbalfskoliose.




Fig. 76.

Rechtsseitig: Dorsalfskoliose.
Linksseitig: Lumbalfskoliose.

Preis Mark 60.—



Fig. 78.

Kyphosenansatz mit Streckvorrichtung.

(Fig. 78 bis 80.)

Der Kyphosenansatz mit Streckvorrichtung besteht aus einer langen Lauffchiene, an der der Dorn und Zahnkranz befestigt sind. An der Lauffchiene läßt sich durch eine Hülse eine Suspensionsvorrichtung auf- und niederchieben. Durch eine eingeschaltete starke Feder kann eine kräftige Streckung erreicht werden. An der Lauffchiene ist ferner ein Kreuzstück verschiebbar, in dem ihrerseits wieder 2 Schienenstücke mit Schulterhalter armiert waggerrecht verschoben werden können. Die **Schulterstützen** können so **exakt der Höhe und Breite nach in die Achselhöhle gelegt werden**. Die Schulterstützen sind drehbar an den Schienenstücken, folgen leicht den Bewegungen des Rumpfes.

Die Übung wird im Sitzen ausgeführt. Das Pendel wird so verschoben, daß die Pendelachse in die Höhe des Kreuzbeins fällt.

Die Schwebel wird um den Kopf des Übenden gelegt, die ganze Streckvorrichtung gehoben, bis eine Suspension erreicht ist und toleriert wird. Die Schulterstützen werden soweit verschoben, daß sie in die Achselhöhlen exakt passen.

Die Pendelstange ist mit mehreren Gewichten zu belasten, am besten Mammut-Gewicht.

Funktion: Seitliche Bewegung der Wirbelsäule bei gleichzeitiger Streckung.

Anwendung: Bei einseitigen Total skoliosen, schlechter Haltung der Wirbelsäule.




Fig. 79.




Fig. 80.

Preis Mark 90.--




Fig. 81.

Beuge- und Spreizansatz für die Hüfte.

(Fig. 81 bis 85.)

1. Flexion und Extension des Oberschenkels.
2. Abduktion und Adduktion des Oberschenkels.

Die Übung wird im Sitzen ausgeführt. Für den Sitz wird die Stütze für den ruhenden Teil verwandt. Anstatt der mehrfach gebogenen Streben wird an das Schienenfück ein mit einem Befestigungskloben verfehener Sattel geschoben und befestigt. Der Sattel wird für die Beugung und Streckung mit dem Schnabel nach Rechts oder Links gedreht (Fig. 83), für die Spreizung nach vorn gedreht (Fig. 84) und befestigt.

Der Ansatz besteht außer dem Verbindungsstern aus einem ausziehbaren Rohr, das also der Länge des Beines angepaßt werden kann. Das Rohr ist mit einem runden Halter zum Auflegen für den Oberschenkel verfehener. Am Ende des Rohres befindet




Fig. 82.




Fig. 83.
Flexion und Extension des Oberschenkels.




Fig. 84.
Abduktion und Adduktion des Oberschenkels.




Fig. 85.

sich eine Fußplatte, die für die Spreizung nach vorn gerichtet ist (Fig. 84), für Beugung und Streckung nach der Seite sieht (Fig. 83).

Das nicht behandelte Glied steht nach auswärts. Es ist darauf zu achten, daß die Gelenklinie des Hüftgelenks exakt in die Pendelachse fällt. Der Sattel ist leicht der Höhe und der Seite nach verschiebbar, so daß diese Forderung sehr genau und leicht erfüllt werden kann.

Eine besonders starke Beugung des Oberschenkels wird erzielt, wenn der Oberschenkel nur auf dem Halter liegt und der Unterschenkel herunterhängt (Fig. 85).

Die Pendelstange ist mit einem Mammutgewicht zu beschweren oder durch ein Ansatzrohr zu verlängern und dann mit 2 schweren Gewichten zu belasten.

Anwendung: Bei Kontrakturen des Hüftgelenks infolge Verletzungen oder entzündlicher Prozesse, insbesondere Frakturacollifemoris, Nachbehandlung von eingenrenkten Hüftluxationen, Coxitiskontrakturen.

Preis inkl. Stütze Mark 115.—



Fig. 86.

Beugung und Streckung des Kniegelenks.

(Fig. 86 bis 89.)

Die Übung wird im Sitzen ausgeführt.

Der Unterschenkel wird in den V-förmigen Rahmen gestellt. Der bekleidete Fuß auf die Rundung. Der Rahmen wird durch Verstellen des Posaunenrohres der Länge des Unterschenkels angepaßt.

Je ein Dorn für Rechts und Links.

Die Befestigung kann, falls notwendig, durch Schlitzbandagen vorgenommen werden, und zwar einmal um den Knöchel, das andere Mal um das obere Drittel des Unterschenkels.

Der Oberschenkel wird an der gabelförmigen Stütze durch eine große Schlitzbandage befestigt. Bei schweren Versteifungen kann anfänglich die Fixation des Oberschenkels fortfallen. Für Rechts und Links ist Stütze und Anfaß umzustellen.

Das nicht behandelte Glied steht nach außen. Die Gelenklinie ist in gleiche Höhe mit der Pendelwelle zu bringen. Die Pendeltange ist, wenn erforderlich, mit mehreren Gewichten zu beschweren; am besten mit Mammut-Gewicht.

Anwendung: Bei Kontrakturen des Kniegelenks infolge Verletzungen und entzündlicher Prozesse der Hüfte, des Knies, des Fußes, der ganzen unteren Extremitäten. Schwund der Muskulatur des Oberschenkels.

Preis Mark 42.—




Fig. 87.

Aktive Beugung, passive Streckung.




Fig. 88.

Aktive Streckung, passive Beugung.



Fig. 89.

Aktive Streckung, passive Beugung.



Fig. 90.

Fußanfaß. (Fußbeugung und -Streckung.)

(Fig. 90 bis 92.)

Die Übung kann im Stehen oder Sitzen ausgeführt werden. Der bekleidete Fuß tritt mit dem Absatz des Stiefels hinter die querlaufende vierkantige Leiste. Die Befestigung wird in Ballenhöhe durch Schlitzbandage 3, über dem Spann durch Schnalle und Riemen bewirkt.

Für Rechts und Links je ein Dorn.

Es wird empfohlen, bei schwerer Gewichtsstellung üben zu lassen, d. i. das Gewicht bis fast an das Ende der Pendelstange zu schieben.

Funktion: Plantar- und Dorsalflexion, aktiv und passiv.

Anwendung: Bei allen Verletzungen und entzündlichen Prozessen des Fußes und Unterschenkels, Difformitäten, **Plattfuß**, **Hohlfuß**, **Malleolarfrakturen**, Schwund der Fuß- und Unterschenkelmuskulatur.

Der gleiche Anfaß dient zur Fußbeugung und -Streckung, wie als Hüftroller.




Fig. 91.




Fig. 92.




Fig. 93.

Fußanfaß als Hüftroller.

(Fig. 93 bis 95.)

Gebrauch und Befestigung wie vorstehend.

Funktion: Außen- und Innenrotation des Oberschenkels im Hüftgelenk, aktiv und passiv.

Anwendung: Bei allen Versteifungen infolge Verletzung oder entzündlicher Prozesse des Hüftgelenks im Sinne der Rollung. Oberschenkelhalsbruch, Arthritis deformans.




Fig. 94.

Der gleiche Anfaß dient als Hüftroller wie zur Fußbeugung und -Streckung.

Preis Mark 28.—




Fig. 95.




Fig. 96.

Kombinierter Fußanfaß.

(Fig. 96 bis 100.)

Als Ersatz für den rahmenförmigen Fußanfaß ist ein Fußanfaß konstruiert, bestehend aus einer Fußplatte mit nach hinten schräg zulaufendem Hackenwiderstand. Letzterer erlaubt die exakte Befestigung der verschiedensten Größen trotz der bedeutenden Ungleichheit der Abfäße.

Der Fuß wird mit 3 Riemen an der Platte befestigt.

Sonst Gebrauch, Funktion, Anwendung wie Fig. 90 bis 95 als

1. Plantar-, Dorsalflexion. Zwei Dorne für Rechts und Links (Fig. 97).

2. Hüftroller. Außen- und Innenrotation des Oberschenkels (Fig. 98).

Zudem ist an der Spitze der Fußplatte noch ein Dorn angebracht, dieser ermöglicht

3. Pronation und Supination des Fußes (Fig. 96, 99, 100).

Die Übung wird **im Stehen oder Sitzen** ausgeführt.

Es wird empfohlen, für diese Übung ein Pendel mit verkürzter Pendelstange zu verwenden. Die Anwendung ist bequemer. Befestigung wie oben.

Das Gewicht ist **ganz kurz** an den Anfaß der Pendelstange zu bringen, evtl. ein leichteres Gewicht zu verwenden.




Fig. 97.




Fig. 98.




Fig. 99.


Ansatz beim Pes planus,
namentlich bei Behinderung
der Supination.

Spezifischer
Plattfußapparat.

Preis Mark 36.—

Anwendung: Bei Kontrakturen
des Fußgelenks im Sinne der Pro-
nation, Supination infolge Ver-
letzungen, entzündlicher Prozesse,
statischer Difformitäten des
Fußes, Schwund der Muskulatur
des Unterschenkels, **Plattfuß**,
Hohlfuß, Malleolarfraktur. Be-
sonders erfolgreich ist der

Fig. 100






Fig. 101.

Centrierbarer Fußanfaß.

Dieser Fußanfaß ist konstruiert, um das Fußgelenk exakt in die Pendelachse bringen zu können.

Der kombinierte Fußanfaß ist mit einer Laufvorrichtung versehen, so daß er vorwärts und rückwärts, nach oben und unten verschoben werden kann.

Der Fußanfaß wird gebraucht und findet die gleiche Anwendung wie die beiden anderen, hat aber den Vorzug der Centrierbarkeit, so daß Pendelachse und Gelenklinie zusammengelegt werden können.

Preis Mark 65.—




Fig. 102.

Fußkreifen.

Die Übung wird im Sitzen ausgeführt.

Der Anfaß besteht aus einem tellerförmigen Postament, an dem ein Fußstück drehbar befestigt ist. Die Schwingung ist durch dasselbe System wie beim Schulterkreisapparat erreicht durch zwei ineinander sich verschiebende Rohre, von denen das eine an einer mit dem Verbindungsrohr befindlichen Welle, das andere an der Fußplatte befestigt ist.

Die Fußplatte ist durch Drehung um die Achse in Pronation oder Supination zu stellen.

Der Anfaß ist rein als Schwungapparat, oder auch als Schwungapparat mit Widerstand zu benutzen. (Siehe Seite 45.)

Der Anfaß ist der einzig bisher existierende Anfaß für Fußkreifen-Universalapparate.

Anwendung: Bei Kontrakturen des Fußgelenks, Plattfußbeschwerden, behinderter Supination und Pronation.

Preis Mark 100.—




Fig. 103.

Die Minimo= Pendelapparate

eignen sich im besonderen auch zur Übung für Kinder (Fig. 103 und 104). Die Abbildungen zeigen die Anwendung für die Fälle, bei denen die Größe der kindlichen Extremitäten den für sie bestimmten Ansätzen nicht entsprechen. An der Stütze für den ruhenden Teil sind für Kinder die mehrfach gebogenen Streben in kleinerem Maßstabe ausgeführt. Als Ansatz für den Ellenbogen kann der kombinierte Handansatz benutzt werden (Fig. 103).

Als Ansatz für das Knie der Ellenbogenansatz (Fig. 104).



Fig. 104.

Nebenapparate.




Fig. 105.

Eiserner Stuhl, am Fußboden anschraubbar, der Höhe nach verstellbar, weiß emailliert.

Preis Mark 21.—



Fig. 106.

Eiserner Stuhl, weiß emailliert, mit Holzplatte.

Preis Mark 6.—

Ständer zum Aufhängen der Ansatzstücke.
(Weiß emailliert.)





Fig. 107.

Preis Mark 40.—



Der auf Seite 65 abgebildete Saal hat eine Bodenfläche von **33 qm** ($4,4 \times 7,5$ m) und ist mit 20 Minimo-Pendelapparaten, also mit **20 selbständigen Arbeitsstellen**, ausgestattet.

Sämtliche Teile der Apparate sind weiß emailliert oder vernickelt; die Einrichtung macht infolgedessen einen sehr eleganten und peinlich fauberen Eindruck.

Bezugsbedingungen.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren unsere früheren Prospekte sowie Preisangaben ihre Gültigkeit.

Die Preise verstehen sich ab Fabrik ausschließlich Verpackung und Montage, zahlbar ohne Abzug in deutscher Reichswährung in Hannover.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Hannover.

Soweit sich Konstruktionsänderungen und Verwendung anderer Materialien nach Herausgabe des Kataloges als empfehlenswert erweisen, behalten wir uns Abweichungen von den Angaben im Katalog vor.

An uns unbekannte Besteller liefern wir, um Verzögerung zu vermeiden, per Nachnahme, **nach dem Auslande** nur gegen Vorausbezahlung.

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, bei kleinen Aufträgen per Post, bei größeren per Bahn als Frachtgut.

Garantie leisten wir bei Erfüllung der vom Besteller übernommenen Zahlungsverpflichtungen für solide und zweckentsprechende Ausführung in der Weise, daß wir für alle Defekte, welche innerhalb eines Jahres nach der Lieferung auftreten, und welche auf fehlerhaftes Material oder mangelhafte Arbeit zurückzuführen sind, kostenlos ab Fabrik Ersatz leisten.

Die Verpackung wird mit größter Sorgfalt unter mehrfacher Kontrolle vorgenommen; für Bruch auf dem Transport können wir daher keine Verantwortung übernehmen.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet und bei Franko-Rücksendung zu $\frac{2}{3}$ des berechneten Betrages gutgebracht.

Das Auspacken der Waren hat innerhalb drei Tagen nach Eingang zu erfolgen, da sonst für Anrosten derselben von uns keine Garantie übernommen wird.

Reklamationen finden nur Berücksichtigung, wenn sie innerhalb acht Tagen nach Empfang der Waren gemacht werden.

Die Abbildungen sind nicht immer in allen Einzelheiten vollständig mit den zu liefernden Apparaten übereinstimmend, da selbstverständlich in vielen Fällen Verbesserungen und Änderungen an den Apparaten notwendig werden.

In allen Fällen stehen wir mit der Ausarbeitung von Kostenanschlägen ohne Berechnung gern zu Diensten.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Vorwort	3 u. 4
Technische Einführung	5
Verschiedene Ausführungsarten der Minimo-Universalpendel	7—14
Einfaches Wandpendel	8
Doppelrohrpendel	8
Schiebependel	9
Triebpendel	10
Triebbiebpendel	11
Stativ-Vorrichtungen	12 u. 13
Anwendung der verschiedenen Pendelapparate	14
Gebrauchsanweisung zur Benutzung der Minimo-Pendelapparate	15—22
Anbringung der Universalapparate	16
Pendelvorrichtung	17
Verbindung zwischen Pendel und Ansatzstücken	18
Stütze für den ruhenden Körperteil	19—21
Schlitzbandage	22
Ansatzstücke	23—61
Handdreher	24
Seitliche Handbewegung	25
Handbeuger und -Strecke	26 u. 27
Kombinierter Handansatz	28 u. 29
Aktive Streckung u. passive Beugung der Phalango-Metacarpalgelenke	30
Fingerbeugung und -Streckung	31 u. 32
Beugung und Streckung des Ellenbogens	33 u. 34
Behandlung der Schulterkontrakturen	35 u. 36
Befestigung der Schulterstütze	37
Seitliche Erhebung des im Ellenbogen gebeugten Armes	38 u. 39
Seitliche Erhebung des gestreckten Armes	40 u. 41
Erhebung des gestreckten Armes nach vorn	42 u. 43
Schulterkreisapparat	44—46
Schulterdreher	47
Rumpfbeuger	48 u. 49
Kyphosenansatz mit Streckvorrichtung	50 u. 51
Beuge- und Spreizansatz für die Hüfte	52 u. 53
Beugung und Streckung des Kniegelenks	54 u. 55
Fußansatz	56
Hüftroller	57
Kombinierter Fußansatz	58 u. 59
Centrierbarer Fußansatz	60
Fußkreiser	61
Nebenapparate	63 u. 64
Stühle	63
Ständer zum Aufhängen der Ansatzstücke	64
Bezugsbedingungen	67



